

Permobil

Progeo Joker Junior 2.0

Telaio rigido bambino in lega di alluminio 7020

Aluminium alloy 7020 rigid frame for kids



Alluminio
Aluminium



Rigida
Rigid



Regolabile
Adjustable

permobil

progeo
ACTIVE DESIGN

Libertà di espressione.

Una carrozzina a telaio rigido pensato e realizzato per le specifiche esigenze del bambino quali leggerezza, adattabilità e personalizzazioni. Ogni particolare è stato studiato per permettere al bambino di esprimere al meglio la propria dinamicità; inoltre, la nuova forma del telaio con abduzione ed il nuovo sistema della pedana consentono di ottimizzare la postura.

Freedom of expression.

A rigid frame wheelchair thought and manufactured to meet the kid's needs such as lightness, adaptability, and personalisation. Each detail is designed to enable the child to express his/her dynamism at best; furthermore, the new shape of the frame with abduction and the new footplate system, allow for an optimum posture.



Progeo Joker Junior 2.0 | Dati tecnici Technical data

	LS 24 - 27 - 30 - 33 - 36 cm		PS 27.5 - 30 - 32.5 - 35 - 37.5 - 40 cm		
	HA 36 ÷ 53 cm HP 36 ÷ 47 cm	Regolabile Adjustable		4.75 - 6 - 7.25 cm	Regolabile Adjustable
	TS 29 ÷ 51 cm	Regolabile Adjustable		74° ÷ 94°	Alla seduta - regolabile To the seat - adjustable
	8 ÷ 38 cm	Regolabile Adjustable		95°	
	0° - 2° - 4°			LS + 22.5 cm	Con campanatura 0° With 0° camber
	75 cm	Configurazione standard Standard configuration		9.9 Kg	A partire da Starting from
	7.3 Kg	A partire da Starting from		75 Kg	

Permobil si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. *Disponibili altri colori.
Permobil reserves the right to change specifications and design without prior notice. *More color options available.

Personalizza il tuo viaggio*
Personalise your ride*

ARANCIO
OPACO
OPAQUE
ORANGE

LIME
BRILLANTE
BRIGHT
LIME

FUCSIA
BRILLANTE
BRIGHT
FUCHSIA

BLU
BRILLANTE
BRIGHT
BLUE

ROSSO
BRILLANTE
BRIGHT
RED



1.

Regolazione della profondità seduta, altezza seduta, assetto, altezza e inclinazione schienale.

Seat depth, seat height, setting, backrest height and angle adjustments.



2.

Supporto forcella con sistema di regolazione altezza anteriore a scorrimento.

Fork support with sliding adjustment system for the front height.



3.

Pedana flip-back con ampia possibilità di regolazione in altezza, flessione e profondità.

Flip-back footplate with ample adjustment in height, inclination, and depth.



4.

Pedana alzata all'indietro.

Flipped-back footplate.

MMS Medical
51 East Gate Drive
Little island,
Cork
T45 EA06

T: 021 4618000
E: info@mmsmedical.ie

www.mmsmedical.ie

permobil

progeo
ACTIVE DESIGN

Vicolo Negrelli, 5, 31038
Castagnole di Paese (TV) - Italy
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387
customer_support_it@permobil.com

rehateamprogeo.com
permobil.it



PROGEJOKERJUNIOR2QUARTER220714